

# ARBEITSAUFTRAG AN BEGO MEDICAL GMBH

BEGO Kunden-Nummer	Auftragsdatum	E-Mail-Adresse für Bestätigungen
Labor / Praxis	Gewünschter Liefertermin	Ich bitte um Rückruf unter Tel.
	Patient	
	Scan- und Servicecenter BEGO*	Auftragsnummer*

## Mitgelieferte Unterlagen (bitte Zutreffendes ankreuzen)

- |  |   |                                   |
|--|---|-----------------------------------|
| <input type="radio"/> Präparationsmodell | <input type="radio"/> Gegenkiefermodell | <input type="radio"/> Silikonbiss |
| <input type="radio"/> Situationsmodell   | <input type="radio"/> Wax-Up            | <input type="radio"/> Artikulator |
|  |   | <input type="radio"/> Sonstiges   |

## Art der Versorgung (bitte entsprechend eintragen)

18	17	16	15	14	13	12	11	21	22	23	24	25	26	27	28	
48	47	46	45	44	43	42	41	31	32	33	34	35	36	37	38	
K	Anatomische Krone					B	Anatomisches Brückenglied					TK	Teleskopkrone, primär			
KM	Käppchen					BM	Vollverblendetes Brückenglied					TE	BeCe® Wax-Up für Überpresstechnik			
KMV	Vestibulär verblendete Krone					BMV	Vestibulär verblendetes Brückenglied									

Zahnfarbe nach VITA classical A1-D4

## Material (bitte Zutreffendes ankreuzen bzw. eintragen)

- |   |   |   |
|---|---|---|
| <input type="radio"/> BeCe® CAD Zirkon LL | <input type="radio"/> Wirobond® C (SLM) | <input type="radio"/> Wirobond® MI+ (gefräst) |
| Gewünschte Farbe                          |   |   |
| <input type="radio"/> CAD/Cast            | <input type="radio"/> BeCe® Temp        |   |
| Gewünschte Legierung                      |   |   |

Versand erfolgt per DHL

## Hinweise zum Auftrag

Ausgepackt*	Daten erfasst*	Gescannt*	Produziert*	Kontrolliert*	Verpackt*	Verschickt*


\*von BEGO auszufüllen

## Modellvorbereitung/-herstellung

- Bitte verwenden Sie ausschließlich herkömmliche Modellgipse. Kunststoffverstärkte Gipse sowie Gipse in den Farben schwarz und rot können bei lichtoptischer Vermessung zu Fehlmessungen führen.
- Die angelieferten Modelle sollten eine Höhe von jeweils 35 mm nicht überschreiten.
- Die Stümpfe und angrenzende Modellsegmente sollten einzeln herausnehmbar, rotations sicher und nicht verschiebbar sein.
- Die Zahnstümpfe sollten mit der jeweiligen Zahnkennung (z. B. 34) gekennzeichnet sein.



- Die Präparationsgrenze ist durch leichtes Unterkehlen klar zu definieren.



- 1 Tangentialpräparation
- 2 Hohlkehlpäparation
- 3 Stufenpräparation

- Bitte verwenden Sie keine Marginliner zum Anzeichnen der Präparationsgrenzen.
- Die Stümpfe dürfen weder lackiert noch mit Distanzlack versehen sein.
- Das Ausblocken der Stümpfe darf nur mit grauem Okklusal- oder Scanwachs (BEGO) erfolgen. Bitte keinen Kunststoff zum Ausblocken verwenden.



## Lieferzeiten

- BEGO Medical CAD/CAM-Kronen und -Brücken sind in verschiedenen Materialien und Ausführungen erhältlich. Die Lieferzeiten für Auftragsarbeiten variieren und sind abhängig vom Material und der Art des Fertigungsverfahrens.
- Die Standardlieferzeit für BEGO Medical-Kronen und Brücken beträgt 48 Stunden nach Designfreigabe.

## Achtung



- Wir benötigen einen vollständig ausgefüllten Arbeitsauftrag.
- Sollten Präparationsmodell und Gegenbiss nicht habituell zu verschlüsseln sein, ist zwingend ein angefertigter Silikonbiss notwendig.

Für Kronen und Brücken:  
**BEGO Scan- und Servicecenter Süd**  
Max-Planck-Straße 7  
85716 Unterschleißheim  
Telefon +49 89 32155-311

Für Implantatprothetik:  
**BEGO Scan- und Servicecenter Nord**  
Technologiepark Universität  
Wilhelm-Herbst-Straße 1 · 28359 Bremen  
Hotline +49 421 2028-200

Miteinander zum Erfolg

